



Portia[®]

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Pessario Vaginale ad Anello



Dispositivo medico per il trattamento sintomatico del prolasso uterino nelle donne.

Polivinilcloruro (PVC) flessibile, diametro: 50 mm-110 mm, spessore: 12,5 mm.

Privo di lattice, non contiene metalli. Condizioni speciali di conservazione: nessuna.

Non bruciare, smaltire secondo le norme locali.

La misurazione, l'inserimento e la sostituzione del pessario sono da effettuare dietro la guida di un medico.

Sostituire il pessario con uno nuovo dopo un massimo raccomandato di 6 mesi di utilizzo.

Per la misurazione: misurare la distanza fra la cervice o cupola vaginale e la sinfisi pubica per determinare la misura corretta dell'anello del pessario. Bray Group mette a disposizione una guida alle taglie (Portia Sizing Guide) lavabile con una salvietta.

Prima dell'inserimento: effettuare un esame per valutare il prolasso della paziente e le pareti vaginali.

Inserimento: comprimere il pessario per dargli una forma ovale e infilarlo all'interno della vagina. Il dispositivo dovrebbe essere alloggiato fra il fornice posteriore e la sinfisi pubica e non essere lasco.

Fra le possibili **controindicazioni** vi sono: disagio durante l'inserimento, sanguinamento, ulcerazione, infiammazione della pelvi, infezioni quali vaginite, non-compliance della paziente e follow-up ritardato.

Avvertenze: in caso di comparsa di sintomi quali eccessivo sanguinamento vaginale, perdite, dolore, irritazione o altri effetti collaterali che possano destare preoccupazione, contattare chi ha originariamente inserito il pessario, un altro medico o il produttore. I pessari possono peggiorare o rendere conclamata un'incontinenza da stress.

Possono insorgere **complicazioni** quando la sostituzione del pessario viene ritardata o nei casi di autogestione senza la supervisione di un professionista sanitario.



Istruzioni in formato elettronico, video e traduzioni si possono consultare sul sito www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736

