



# Portia<sup>®</sup> Emättimeen Asetettava Rengaspessaari

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Lääkinnällinen laite naisten oireisen kohdunlaskeuman hoitoon.

Joustava polyvinyylidikloridi (PVC), halkaisija 50 mm-110 mm, paksuus 12,5 mm.

Lateksivapaa, ei sisällä metallia. Ei erityisiä säilytyssehtoja.

Älä polta, hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Pessaarien mitoitus, sovitus ja vaihto suoritetaan lääkärin ohjauksessa.

Vaihda pessaari uuteen suositellun 6 kuukauden käytön jälkeen.

Koon määrittäminen - Mittaa kohdunkaulan tai emättimen holvin ja häpyluun välinen etäisyys rengaspessaarin oikean koon määrittämiseksi. Puhtaaksi pyyhittävä Portia-mitoitusopas on saatavana Bray Groupilta.

Ennen asennusta - Tutki ja arvioi potilaan prolapsi ja emättimen seinämät.

Sovittaminen - Purista pessaari soikeaksi ja työnnä pessaari emättimeen; sen on istuttava takimmaisena kaaren ja häpyluun väliin eikä sen saa olla löysä.

**Vasta-aiheita** voivat olla epämukavuus, verenvuoto, haavauma, lantion tulehdus, infektio, kuten emätintulehdus, potilaan haluttomuus ja viivästynyt seuranta.

**Varoitus** Jos ilmenee oireita, kuten liiallista emätinverenvuotoa, vuotoa, kipua, ärsytystä tai muita haittavaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa huolta, ota yhteyttä henkilöön, joka alun perin asensi pessaarin tai lääkäriin tai valmistajaan. Pessaari voi pahentaa stressi-inkontinenssia tai paljastaa stressi-inkontinenssin.

**Komplikaatioita** voi syntyä, jos pessaarin vaihtaminen viivästyy tai jos hoito tapahtuu itse ilman terveydenhuollon ammattilaisen valvontaa.



Sähköiset ohjeet, videot ja käännökset löytyvät osoitteesta [www.portiapessaries.com](http://www.portiapessaries.com).



Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71,  
D-30855  
Langenhagen



Bray Group Ltd  
1-5 Regal Way  
Faringdon SN7 7BX  
United Kingdom  
+44 (0) 1367 240736